



Rx Only

Open-vial stability 30 days³

Hemocytometer⁴

| | | LOT 53140412 L1-UC | | LOT 53140411 L1-CC | | LOT 53140413 L2 | |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|-----|
| | | \bar{x} | +/- | \bar{x} | +/- | \bar{x} | +/- |
| RBC | / μ L | 10 | 5 | 9 | 5 | 95 | 25 |
| WBC/TNC (Total Nucleated Cells ²) | / μ L | 10 | 5 | 11 | 5 | 117 | 25 |

| | | | |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| (L1-UC) Monosodium Urate Crystals ⁵ | Present ⁶ | NA | Not Present ⁷ |
| (L1-CC) CPPD Crystals ⁸ | NA | Present ⁶ | Not Present ⁷ |

WBC Differential⁹

| | | LOT 53140412 L1-UC | | LOT 53140411 L1-CC | | LOT 53140413 L2 | |
|---------------------------------|---|--------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|-----|
| | | \bar{x} | +/- | \bar{x} | +/- | \bar{x} | +/- |
| Mononuclear ¹⁰ | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Polymorphonuclear ¹¹ | % | 85 | 15 | 85 | 15 | 85 | 15 |
| NEUT | % | 83 | 14 | 83 | 14 | 83 | 14 |
| LYM | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MONO | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| EOS | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| BASO | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Differential assay is obtained using Cytospin smears stained with Wrights or Wrights-Giemsa stain.

Les numérations différentielles sont obtenues en utilisant des frottis Cytospin colorés avec un colorant de Wrights ou de Wrights-Giemsa. / Die Differentialanalyse erfolgt anhand von Cytospin-Ausstrichen, die mit Wrights oder Wrights-Giesma Stain angefärbt wurden. / Si ottiene un'analisi differenziale usando strisci Cytospin colorati con colore Wrights o Wrights-Giemsa. / Differentialanalyse oppnås ved bruk av Cytospin-utstryk farget med Wrights- eller Wrights-Giesma-fargestoff. / El ensayo diferencial se obtiene mediante frotis de Cytospin teñidos con tinción de Wright o de Wright-Giemsa. / Differentialräkningen har erhållits med användning av Cytospin-utstryk färgade med Wrights- eller Wrights-Giemsa-färgning.

All product names, logos, brands, and marks are property of their respective owners.

Tous les noms de produits, logos, marques et enseignes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / Alle Produktnamen, Logos, Marken und Zeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. / Tutti i nomi dei prodotti, i loghi, i marchi e le marche sono di proprietà dei rispettivi titolari. / Alle produktnavn, logoer, varemerker og merker er eiendom til sine respektive eiere. / Todos los nombres de productos, logotipos, marcas comerciales y otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. / Alla produktnamn, logotyper, varumärken och märken tillhör respektive innehavare.

1 Body Fluid Cell Count Control

Contrôle de numération cellulaire dans les fluides corporels / Körperflüssigkeitszellwert-Kontrolle / Controllo per la conta delle cellule del fluido corporeo / Celletallkontroll for kroppsvæske / Control de recuento celular de líquidos corporales / Cellräkningskontroll för kroppsvätskor

2 System Specific Values

Valeurs spécifiques du système / Systemspezifische Werte / Valori specifici del sistema / Systemspezifische verdier / Valores específicos del sistema / Systemspezifiska värden

3 Open-vial stability 30 days

Stabilité en flacon ouvert 30 jours / Stabilität geöffneter Flaschen 30 tage / Stabilità della fiala aperta 30 giorni / Stabiliteten til åpnet ampulle 30 dager / Estabilidad de la cápsula abierta 30 días / Hållbarhet för öppen flaska 30 dagar

4 Hemocytometer

Hémocytomètre / Hämozytometer / Emocitometro / Hemocytometer / Hemocitómetro / Hemocytometer

5 Monosodium Urate Crystals

Cristaux d'urate monosodique / Mononatriumuratkrystaller / Cristalli di urato monosodico / Monosodium uratkrystaller / Cristales de urato monosódico / Mononatrium-uratkrystaller

6 Present

Présent / Vorhanden / Presente / Til stede / Presente / Förekommer

7 Not Present

Absent / Nicht vorhanden / Non presente / Ikke til stede / No presente / Förekommer ej

8 Calcium Pyrophosphate Dihydrate Crystals

Cristaux de pyrophosphate dihydrate de calcium / Calciumpyrophosphatdihydrat-Kristalle / Cristalli di calcio pirofosfato diidrato / Kalisumpyrosfat dihydrat-krystaller / Cristales de pirofosfato cálcico dihidrato / Kalciumpyrosfat dihydratkrystaller

9 Differential

Différentiel / Differential / Differenziale / Differensial / Diferencial / Differentialräkning

10 Mononuclear

Mononucléaire / Einkernig / Mononucleato / Mononukleär / Mononuclear / Mononukleära

11 Polymorphonuclear

Polymorphonucéaire / Polymorphkernig / Polimorfonucleato / Polymorfonukleär / Polimorfonuclear / Polynukleära

12 Total Nucleated Cells

Cellules Totales Nucléées / Gesamt nukleären Zellen / Totale cellule nucleate / Células nucleadas totales / Totalt antal nukleära celler

\bar{x} Mean

Moyenne / Mittelwert / Media / Gjennomsnitt / Media / Medelvärde

+/- Expected Range

± Intervalle escompté / ± Erwartungsbereich / ± Range previsto / ± Forventet område / ± Intervallo previsto / ± Förväntat intervall