

Sperm Count Control¹ | System Specific Values²

Rx Only

Open-vial stability 42 days³



2027-09-21

350663-6
2023-09

Hemocytometer ⁴	LOT 62640951 L1			LOT 62640952 L2		
	$\bar{x}$		+/-	$\bar{x}$		+/-
	Sperm x 10 ⁶	/ml	4.5	1.5	37.7	9.0

Makler [®] Chamber ⁵	LOT 62640951 L1			LOT 62640952 L2		
	$\bar{x}$		+/-	$\bar{x}$		+/-
	Sperm x 10 ⁶	/ml	8	7	38	38

- 1 Sperm Count Control
Contrôle du nombre de spermatozoïdes / Spermienzahlkontrolle / Controllo della conta spermatica / Control de número de espermatozoïdes / Spermaräkningskontroll
- 2 System Specific Values
Valeurs spécifiques du système / Systemspezifische Werte / Valori specifici del sistema /Valores específicos del sistema / Systemspezifika värden
- 3 Open-vial stability 42 days
Stabilité en flacon ouvert 42 jours / Stabilität geöffneter Flaschen 42 tage / Stabilità della fiala aperta 42 giorni / Estabilidad de la cápsula abierta 42 días / Hållbarhet för öppen flaska 42 dagar
- 4 Hemocytometer
Hémocytomètre / Hämozytometer / Emocitometro / Hemocitómetro / Hemocytometer
- 5 Makler Chamber
Chambre Makler / Makler-Zählkammer / Camera Makler / Cámara Makler / Makler kammare

$\bar{x}$ Mean
Moyenne / Mittelwert / Media / Media / Medelvärde

+/- Expected Range
± Intervalle escompté / ± Erwartungsbereich / ± Range previsto / ± Intervalo previsto / ± Förväntat intervall